

STANCARE (Wound dressing)

◆ 사용 전 준비사항

- 1) 사용 전 제품의 포장의 손상 여부/유효기간을 확인한다.
- 2) 포장 및 제품에 손상이 있을 시 사용하지 않는다.
- 3) 사용 전, 사용설명서를 반드시 숙지한다.

◆ 사용 방법

- 1) 적용할 부위를 깨끗이 닦는다.
- 2) 제품의 적당량을 고르게 도포한다.

◆ 사용 후 보관 및 관리방법

- 1) 본 제품은 일회용 멸균 의료기기이므로, 재멸균 및 재사용을 금지한다.
- 2) 사용 후 적절한 절차에 따라 폐기한다.

◆ 일반 적 주의사항 (사용 시 주의사항)

- 1) 사용 전 제품설명서를 숙지 후 사용한다.
- 2) 재사용 및 재멸균 하지 않는다.
- 3) 유효 기간이 지난 제품은 사용하지 않는다.
- 4) 제품의 포장이 개봉 또는 파손되어 있는 제품은 사용하지 않는다.

◆ 사용 목적

1도 화상, 삼출액이 적은 창상, 건조한 피부 등 피부 장벽이 손상 및 파괴된 부위의 보호를 위해 사용하는 창상피복재로서, 적용 시 물리적인 막을 형성하여 창상 부위에 습윤 환경을 유지함으로써 손상된 부위를 보호한다.

◆ 불만사항

제품의 품질, 증명(Identity), 내구성, 신뢰성, 안정성, 유효성 그리고/또는 성능과 관련된 모든 불만족의 근거나 불만사항을 접한 의료 전문인은 제조사나 그 지역 대리인에게 알려야 합니다. 더욱이, 기구가 오작동하거나 오작동이 의심된다면 제조사나 그 대리인에게 즉시 알려야 합니다. 만일, 제조사의 제품이 부적절하게 작동한 적이 있거나 환자의 심각한 부상 또는 사망을 초래하거나 기여했다면, 대리점 또는 제조사에 전화, 팩스 또는 문서로 가능한 빨리 연락 하셔야 합니다. 모든 불만사항에는, 구성품의 제조번호(Lot Number)와 함께 제품의 제품명(Part Name), 모델명(Part No.), 연락 할 이름과 주소 그리고 제조사가 불만사항의 원인에 대한 이해를 돕기 위해 사건에 대한 자세한 설명을 제공하여 주십시오.

추가적인 정보 또는 불만사항에 대해서는 다음으로 연락하십시오.
※제품 정보 및 제조 정보의 부착된 라벨을 확인하십시오.

◆ preparation before use

- 1) Before use, check the product packaging for damage/expiration date.
- 2) Do not use if the packaging or product is damaged.
- 3) Be sure to read the user manual before use.

◆ METHOD OF USE

- 1) Clean the area to be applied.
- 2) Apply an appropriate amount of product evenly.

◆ STORAGE AND MANAGEMENT METHOD AFTER USE

- 1) This product is disposable and must not be reused or re-sterilized.
- 2) Dispose of according to appropriate procedures after use.

◆ GENERAL PRECAUTIONS

- 1) Before use, read the product manual carefully before use.
- 2) Do not reuse or re-sterilize.
- 3) Do not use products past their expiration date.
- 4) Do not use products whose packaging has been opened or damaged.

◆ PURPOSE OF USE

1) This is a wound dressing used to protect areas where the skin barrier is damaged or destroyed, such as first-degree burns, wounds with little exudation, and dry skin.

◆ COMPLAINTS

Upon receiving any complaints or complaints regarding the quality, identity, durability, reliability, validity, and/or performance of the product, medical professionals should notify manufacturer or their local representative. Furthermore, if the instrument is malfunctioning or suspected to be malfunctioning, it should be immediately notified to manufacturer or its local representative. If products of manufacturer have been improperly operated or have caused or contributed to the patient's serious injury or death, contact its local representative or manufacturer by phone, fax, or document as soon as possible.

Please fill out the following when receiving all complaints.

-Manufacturing number of components (Lot. Number)

-Product name

-Name and address to be contacted

-Explain the cause of the complaint in detail

For additional information or complaints, please contact:

※Please check the attached label for product and manufacturer information.



제조사 : (주)멘티스
전 화 : 053-252-5833
팩 스 : 053-252-5834



Manufacturer : Mantiz Co., LTD.
Tel : 053-252-5833
Fax : 053-252-5834

2024.01

MZSU-F003-024 (Rev.000)